

お肌のたるみケアには・・・

Fine-Lite Plus(White)



ファインライトプラスとは？


▲ファインライトプラス(近赤外線)照射※実際の目では光は見えません。

波長	830nm(近赤外線)
光色	無色 <small>照射中のサインとして黄色いLED球が点灯します。</small>
ターゲット	筋肉、脂肪など

こんなお肌の悩みに・・・

- 引き締まったフェイスラインになりたい
- 深く入ってしまったシワを軽減したい
- たるみのない若々しく見えるお肌をつくりたい
- トーンの整った均一な肌色になりたい
- 顔のコリをほぐしたい
- 疲れを感じるお肌の集中ケア

※近赤外線の波長は目に見えず、体感もありません。



SO₂S 300ml
スウォッツ

スイスの山地から湧き出る天然水に高濃度の酸素を高圧注入。酸素を補うことで衰えた細胞にエネルギーを与え、お肌が本来持つ自ら潤う力、再生する力を引き出します。
無香料・無着色・防腐剤不使用。

トリートメント方法

- 清潔なお肌にスウォッツを吹きかけ、ゴーグルを装着させて照射します。(15～20分/1回)お肌が乾いてきたら、スウォッツを再度吹きかけます。照射後にお肌を整えます。
- 週に2トリートメントを4週間続ける、1クール8トリートメントをお勧めしています。

Before



After(6週間後)



発光ダイオード(LED)を使用した、レーザーでもIPLでもない、安全性の高い光トリートメント。

LEDの特徴

- ◆寿命が長い◆低消費電力◆低発熱◆耐久性が良い◆発光にタイムラグがない
- ◆ハイリスク、ハイリターンレーザー・IPLではなく、安全で耐久性に優れ単一波長の照射ができる。

イギリス、フォトセラピューティックス社開発

米国FDA許可取得済み

FDA=Food and Drug Administration of the United States Department of Health and Human Serviceの略。米国食品医薬品局(世界で最も厳しい審査基準を持つ)