

Fine-Lite
CORPO



全身コラーゲンカプセル「コルポ」
633nmの良質な赤色の光が全身を包み込み、
確かなお肌のハリ艶を実感していただけます。




全身ふるふる♪

Fine-Lite

CORPO

Fine-Lite ^{コルポ} CORPO の光

CORPO が発する赤色の光は最先端の光源 LED(発光ダイオード) から発する、633nm の可視光線です。 ※LED の光は身体に優しく、リラックスできる光です。



ハリ・ツヤ UP ! たるみやしわの改善 ! 透明感 UP !


可視光線は、太陽光線の一部で、目に見える安全な光です。私たち人間にとってとても大切な光で、各色によって期待できる効果が異なります。



エイジングケアに最適な波長域

コラーゲンとは

- コラーゲンとは、真皮・靭帯・腱・骨・軟骨などを構成するたんぱく質のひとつです。
- 皮ふ表面に塗布することにより、皮ふからの水分の蒸発を抑えるなど肌表面に対する潤いの効果があります。
- 皮ふの真皮にも存在し、その量を増やすことは皮ふの強さを生み出し、ハリ艶や弾力性につながります。



このような方に . . .

30 分間リラックスしながら、赤い光のシャワーを浴びるだけで . . . !?

オススメの照射回数：まずは 1 週間に 2~3 回♡ 1クール 10~12 回♡

※コラーゲンの増殖と定着は、じっくりと時間をかけた方が実感しやすいです。